



Схема присоединения гемосорбционной колонки «Десепта» к трансфузионно-инфузионным магистралям аппаратов «Гемос» и «Гемос-ПФ» и др. с помощью комплекта переходников.

### Порядок присоединения:

- сняв колпачки с переходника (красный), с коннектора трубки, идущей от насоса, и с центрального коннектора внизу колонки, соединить коннекторы.
- сняв колпачки с переходника (синий), с коннектора трубки, идущей к воздушной ловушке, и с бокового коннектора внизу колонки, соединить коннекторы.
- колонка присоединена к магистрали.